

巻き爪を補正するのに必要な主用品

ペディグラスの巻き爪補正に使用する用品は下記のように定めており、指定以外の用品を使用して技術をすることは禁止しています。下記の用途に他社の類似品を混合して使用している場合は爪用接着剤が硬化する際に高い硬化熱が発生する場合があります、それにより火傷をする危険があります。そういった場合に弊社では一切の責任を負いかねますので、くれぐれもご注意くださいようお願い申し上げます。尚、違反行為が発覚した場合にはお客様のお身体の安全性を優先するために、その技術者の資格を剥奪させていただきます。

名称：クイック・ジェル



<用途>

ペディグラスの巻き爪補正具を安全で適正に固定するためや表面の仕上げに用いられる爪用接着剤です。これは必要なタイミングで硬化させる為に下写真のクイックベイターを含ませたブラシで混ぜて使用します。

<旧バージョンのペディグラスジェル>



販売終了時期 2013年11月

名称：クイック・ベイター



<用途>

上写真のクイック・ジェルを硬化させる目的で使用します。必要なタイミングで硬化させる為にクイック・ベイターを含ませたブラシで混ぜて使用します。

*本品は滴下型とスポイド型の2種類がございます。



クイック・ベイター用スポイド

<ベイター用スポイドとベイター>



クイック・ベイターの旧バージョン。在庫が無くなり次第販売終了となります

旧バージョンの「ジェル」と「ベイター」をお使いの場合はできるだけ早く新バージョンへの切り替えをお願いいたします。商品の性質上お求めになられてから1年を経過しますと性能が低下する場合があります。

名称：ペディグラスクリアー3G



<用途>

粘度の薄い爪用接着剤です。

名称：ブラシクリナーボトル



<用途>

クイック・ベイターを本ボトル内のブラシに含ませて使用します。ボトル内のブラシは衛生上の問題からお一人のお客様に対して1本、使いきりとなっています。